

medika)
am Puls der Medizin.

ABSAUGPROGRAMM





ABSAUGSCHLÄUCHE	Standard Absaugschläuche.....3
	Soft Absaugschläuche4
	Antistatische Absaugschläuche.....4
	Flexi-Rib Absaugschläuche4
	Unsterile Absaugschläuche.....4
LINK VERBINDUNGSSCHLÄUCHE	Verbindungsschläuche mit variablen Enden..... 5
	Blasenschläuche / Rollenware 5
LINK-YANKAUER	Link-Yankauer6
	Link-Yankauer-Sets7
DERBY-YANKAUER	Derby-Yankauer 8
	Derby-Yankauer-Sets 8
STANDARD SAUGER	Standard Sauger.....9
	Standard Sauger-Sets9
SPEZIAL SAUGER	Selectovac Yankauer 10
	Pool Sauger 10
	Pool Sauger-Sets 10
	Micro / Neuro-Sauger 11
	Endo-Flex-Sauger 11
	Sigmo-Flex-Sauger..... 11
	Frazier-Sauger..... 11
	Easy Flow Ortho Saug-Set..... 12
	Laparoskopisches Saug-Spül-Set und Zubehör..... 12
KÜRET'TEN	Aspirations Küretten..... 13
	Karmann Küretten 13
	Kürettenschläuche 13
INSUFFLATION	Insufflations-Schlauch-Sets 14
ZUBEHÖR	Sicherheitsmatte 15
	Elektrodenreiniger 15
	Elektrodenhandgriffe..... 15
	Elektrodenhandgriff mit Rauchgasabsauger 15
	Fingertip 15
	5-in-1 Konnektor 15

ABSAUG- SCHLÄUCHE



Wir bieten Ihnen ein komplettes Sortiment an Absaugschläuchen in verschiedenen Längen und Durchmessern. Die jeweiligen Anschlüsse sind entsprechend ihrem Durchmesser farblich markiert.

Doppelt steril verpackt:

- F = female (weiblich)
- M = male (männlich)
- FFM = female / female / male Anschluss
- VC = Vakuumkontrolle
- W = 1x weißer Konnektor
- G = 1x grüner Konnektor
- R = 1x roter Konnektor
- WW = 2 x weiße Konnektoren
- VCU-2 = Fingertip mit Kappe



VCU-2



5 mm



6 mm



8 mm

Standard Absaugschläuche

Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	CH	Innendurchmesser in mm/Trichterfarbe		Trichter	St./VE
CT-4314	FFM	180	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4312	FF	180	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4324/VC	FFM/VC	200	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4394	FFM/VC	270	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4362	FF	270	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4364	FFM	270	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4334	FFM	300	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4334/VC	FFM/VC	300	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4372	FF	350	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4374	FFM	350	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4374/VC	FFM/VC	350	24	5	5	Multi Fit	100
CT-4012	FF	180	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4082	FF	100	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4014	FFM	180	26	6	6	Standard	100
CT-4014/VC	FFM/VC	180	26	6	6	Standard	100
CT-4020	F	200	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4022	FF	200	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4024	FFM	200	26	6	6	Standard	100
CT-4021	FM	200	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4024/VC	FM/VC	200	26	6	6	Standard	100
CT-4025	F/VCU-2	200	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4030	F	300	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4032/50	FF	300	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4042	FF	270	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4032/WW	FF	300	26	6	6	Standard	100
CT-4034	FFM	300	26	6	6	Standard	100
CT-4044	FFM	270	26	6	6	Standard	100
CT-4044/VC	FFM/VC	270	26	6	6	Standard	100
CT-4034/VC	FFM/VC	300	26	6	6	Standard	100
CT-4031/G	FM	300	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4031/W	FM	300	26	6	6	Standard	100
CT-4035	F/VCU-2	300	26	6	6	Standard	100
CT-4072	FF	350	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4074	FFM	350	26	6	6	Standard	100
CT-4074/VC	FFM/VC	350	26	6	6	Standard	100
CT-4092	FF	400	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4094	FFM	400	26	6	6	Standard	100
CT-4062	FF	600	26	6	6	Multi Fit	100
CT-4064	FFM	600	26	6	6	Standard	100
CT-4061/G	FM	600	26	6	6	Standard	100
CT-4622	FF	200	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4624	FFM	200	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4624/RG/VC	FFM/VC	200	30	8	8	Standard	100
CT-4632	FF	300	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4634	FFM	300	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4642	FF	400	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4672	FF	350	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4674	FFM	400	30	8	8	Multi Fit	100
CT-4634/VC	FFM/VC	300	30	8	8	Multi Fit	100

ABSAUG- SCHLÄUCHE



Die jeweiligen Anschlüsse sind entsprechend ihrem Durchmesser farblich markiert.

- weiches PVC Material
- maximale Sogleistung 300 mm H₂O

Soft Absaugschläuche

Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	CH	Innendurchmesser in mm/Trichterfarbe	Trichter	St./VE
CTS-4332	FF	300	24	5	Multi-Fit	100
CTS-4022	FF	200	26	6	Multi-Fit	100
CTS-4025	VCU-2	200	26	6	Multi-Fit	100
CTS-4032	FF	300	26	6	Multi-Fit	100
CTS-4072	FF	350	26	6	Multi-Fit	100
CTS-4092	FF	400	26	6	Standard	100
CTS-4640/R	F	400	30	8	Multi-Fit	100

Antistatische Absaugschläuche

- antistatisch



Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	CH	Innendurchmesser in mm/Trichterfarbe	Trichter	St./VE
CCT-4112	FF	180	26	6	Standard	100
CCT-4122	FF	200	26	6	Standard	100
CCT-4142	FF	270	26	6	Standard	100
CCT-4132	FF	300	26	6	Standard	100
CCT-4172	FF	350	26	6	Standard	100

Flexi-Rib Absaugschläuche

- geriffeltes Material für bessere Drapierbarkeit
- Antirutschbeschichtung
- maximale Sogleistung bis 500 mm H₂O Wassersäule
- Multi-Fit Anschlüsse



Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	CH	Innendurchmesser in mm/Trichterfarbe	Trichter	St./VE
CT-4922	FF	200	26	6	Multi-Fit	120
CT-4932	FF	300	26	6	Multi-Fit	100
CT-4972	FF	350	26	6	Multi-Fit	100
CT-4924	FFM	200	26	6	Multi-Fit	120
CT-4934	FFM	300	26	6	Multi-Fit	100
CT-4722	FF	200	28	7	Multi-Fit	120
CT-4741/VC	FM/VC	250	28	7	Multi-Fit	100
CT-4732	FF	300	28	7	Multi-Fit	100
CT-4772	FF	350	28	7	Multi-Fit	80
CT-4724	FFM	200	28	7	Multi-Fit	120
CT-4774	FFM	350	28	7	Multi-Fit	80

Unsterile Absaugschläuche

- geeignet für den Einsatz auf Intensivstationen

Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	CH	Innendurchmesser in mm/Trichterfarbe	Trichter	St./VE
CT-4315/BULK	VCU-2	180	24	5	Multi-Fit	100
CT-4316/BULK	VCU-2	180	24	5	Multi-Fit	100
CT-4025/BULK	VCU-2	200	26	6	Multi-Fit	100
CT-4032/BULK	FF	300	26	6	Multi-Fit	100

LINK VERBINDUNGS- SCHLÄUCHE



Verbindungsschläuche mit variablen Enden

Die Pennine Link Verbindungsschläuche haben integrierte weibliche (F) und männliche (M) Enden, die individuell zugeschnitten werden können.

- doppelt steril verpackt
- verfügbar in 5 mm und 7 mm Durchmesser


Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	CH	Innendurchmesser in mm	St./VE
CT-4513	FF	180	24	5	100
CT-4511	MF	180	24	5	100
CT-4543	FF	270	24	5	100
CT-4541	MF	270	24	5	100
CT-4583	FF	370	24	5	100
CT-4581	MF	370	24	5	100
CT-4713	FF	180	27	7	100
CT-4711	MF	180	27	7	100
CT-4743	FF	270	27	7	100
CT-4741	MF	270	27	7	100
CT-4783	FF	370	27	7	100
CT-4781	MF	370	27	7	100

Blasenschläuche/ Rollenware


Die Schläuche passen zum Anschluss an ein Saugerhandstück oder einen Absaugkatheter.

Unser Sortiment umfasst 30 m und 50 m Rollenlängen in drei verschiedenen Durchmessern 5 mm, 6 mm und 7 mm. Jede Rolle hat alle 90 cm eine Blase, die je nach Bedarf zu einem weiblichen (F) oder männlichen (M) Anschluss zugeschnitten werden kann.

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH	Innendurchmesser in mm	St./VE
SL-8005	Blasenschlauch, durchsichtig	30	24	5	8
SL-8055	Blasenschlauch, durchsichtig	50	24	5	8
SL-8056	Blasenschlauch, durchsichtig	50	26	6	8
SL-8007	Blasenschlauch, durchsichtig	30	28	7	8



LINK-YANKAUER



Link-Yankauer

Die Link-Yankauer sind stabile und durchsichtige Saugerhandstücke die in allen Disziplinen einsetzbar sind. Daneben gibt es auch eine umfangreiche Auswahl an Sets.

- doppelt steril verpackt
- verfügbar mit und ohne Vakuumkontrolle (VC)
- die Yankauer Short Mini, Midi und Maxi sind mit einer extra sanften Super Tip Öffnung erhältlich
- der Midi Yankauer bietet zusätzlich eine atraumatische Spitze als weitere Bestelloption

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH	Einsatzbereich	St./VE
LY-3400	Short Mini	190	15		100
LY-3401	Short Mini, VC	190	15	Pädiatrie, Dental	100
LY-4400	Short Mini Super Tip	195	15		100
LY-4401	Short Mini Super Tip, VC	195	15		100
LY-3500	Mini Fine Tip	270	12	Neuro, Mikro, HNO	50
LY-3501	Mini Fine Tip, VC	270	12		50
LY-4500	Mini Fine Super Tip	275	12		50
LY-4501	Mini Fine Super Tip, VC	275	12		50
LY-3600	Midi 30° gewinkelt	280	18	Allgemein- chirurgie	50
LY-3601	Midi 30° gewinkelt, VC	280	18		50
LY-4600	Midi Super Tip	280	18		50
LY-4601	Midi Super Tip, VC	280	18		50
LY-3700	Maxi	275	22	große Eingriffe mit Partikeln und viel Flüssigkeit	50
LY-3701	Maxi, VC	275	22		50
LY-4700	Maxi Super Tip	275	22		50
LY-4701	Maxi Super Tip, VC	275	22		50
LY-3800	Maxi Plus	280	28	Orthopädie	50
LY-3801	Maxi Plus, VC	280	28		50
LY-3602	Atrauma Tip, kurz, soft	280	18	Allgemein- chirurgie	50
LY-3603	Atrauma Tip, kurz, soft, VC	280	18		50
LY-3606	Atrauma Tip, kurz, fest	280	18		50
LY-3607	Atrauma Tip, kurz, fest, VC	280	18		50
LY-3608	Atrauma Tip, lang, fest	280	18		50
LY-3609	Atrauma Tip, lang, fest, VC	280	18		50



Short Mini
(keine Augen)



Short Mini
Super Tip
(keine Augen)



Mini Fine Tip
(zwei Augen)



Mini fine
Super Tip
(zwei Augen)



Midi
(sechs Augen)



Midi Super Tip
(sechs Augen)



Maxi
(sechs Augen)



Maxi Super Tip
(sechs Augen)



Maxi Plus
(vier Augen)

Atraumatische Öffnung



kurz und soft



kurz und fest



lang und fest

LINK-YANKAUER



Link-Yankauer-Sets

Unsere vorkonnetierten Link-Yankauer-Sets sind mit 200 cm und 300 cm Schläuchen erhältlich und in allen Fachdisziplinen einsetzbar.

Sets mit 200 cm Absaugschläuchen

- doppelt steril verpackt
- verfügbar mit und ohne Vakuumkontrolle (VC)

Artikel-Nummer	Yankauer Art. Nr. im Set	Schlauchlänge in cm	Schlauchdurchmesser in mm/Trichterfarbe		Trichter	St./VE
LYS-3622	LY-3602	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-3623	LY-3603	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-3626	LY-3606	200	6	Grün	Standard	100
LYS-3627	LY-3607	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-3628	LY-3608	200	6	Grün	Standard	100
LYS-3629	LY-3609	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5420	LY-3400	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5421	LY-3401	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5520	LY-3500	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5521	LY-3501	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5620	LY-3600	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5621	LY-3601	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5720	LY-3700	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5721	LY-3701	200	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-6520	LY-3500	200	6	Grün	Ohne	100
LYS-6620	LY-4600	200	6	Grün	Ohne	100
LYS-6720	LY-4700	200	6	Grün	Ohne	100
LYS-6820	LY-3800	200	7	Grün	Ohne	100
LYS-6821	LY-3801	200	7	Grün	Ohne	100

Sets mit 300 cm Absaugschläuchen

Artikel-Nummer	Yankauer Art. Nr. im Set	Schlauchlänge in cm	Schlauchdurchmesser in mm/Trichterfarbe		Trichter	St./VE
LYS-3632	LY-3602	300	6	Grün	Standard	100
LYS-3633	LY-3603	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-3638	LY-3608	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-3639	LY-3609	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5430	LY-3400	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5431	LY-3401	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5530	LY-3500	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5531	LY-3501	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5630	LY-3600	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5631	LY-3601	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5730	LY-3700	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-5731	LY-3701	300	6	Grün	Multi-Fit	100
LYS-6830	LY-3800	300	7	Grün	Ohne	100
LYS-6831	LY-3801	300	7	Grün	Ohne	100
LYS-7530	LY-3500	300	8	Rot	Multi-Fit	100
LYS-7730	LY-3800	300	8	Rot	Multi-Fit	100

DERBY-YANKAUER



Derby-Yankauer

Die durchsichtigen Saugerhandstücke aus Acryl sind mit oder ohne Körbchenspitze erhältlich.

- doppelt steril verpackt
- mit und ohne Vakuumkontrolle (VC)
- mit und ohne Körbchenspitze

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH	Außendurchmesser in mm	St./VE
YS-3000	Midi Yankauer, gerade	265	20	6,66	50
YS-3001	Midi Yankauer, gerade, VC	265	20	6,66	50
YS-3004	Körbchen Sauger	265	24	8	50
YS-3005	Körbchen Sauger, VC	265	24	8	50
YS-3014	Yankauer mit gerader Öffnung und VC	265	24	8	50
YS-3015	Yankauer mit gerader Öffnung	265	20	8	50



Derby-Yankauer-Sets

Unsere vorkonnetierten Derby-Yankauer-Sets sind mit 200 cm und 300 cm Schläuchen erhältlich und in allen Fachdisziplinen einsetzbar.

- doppelt steril verpackt
- mit und ohne Vakuumkontrolle (VC)
- mit und ohne Körbchenspitze

Artikel-Nummer	Yankauer Art.Nr. im Set	Schlauchlänge in cm	Innendurchmesser in mm/Trichterfarbe	Trichter	St./VE
SYS-5820	YS-3004	200	6	Multi-Fit	120
SYS-5821	YS-3005	200	6	Multi-Fit	120
SYS-5520	YS-3014	200	6	Multi-Fit	100
SYS-5521	YS-3015	200	6	Multi-Fit	100
SYS-5220	YS-3000	200	6	Multi-Fit	100
SYS-5221	YS-3001	200	6	Multi-Fit	100
SYS-5830	YS-3004	300	6	Multi-Fit	100
SYS-5831	YS-3005	300	6	Multi-Fit	100
SYS-5230	YS-3000	300	6	Multi-Fit	120
SYS-5231	YS-3001	300	6	Multi-Fit	120
SYS-5630	YS-3004	300	8	Multi-Fit	100
SYS-5631	YS-3005	300	8	Multi-Fit	100

STANDARD SAUGER



Standard Sauger

Die aus festem PVC hergestellten und transparenten Saugerhandstücke passen auf jeden unserer Verbindungsschläuche und sind in allen Fachdisziplinen einsetzbar.

- F = female (weiblich)
- M = male (männlich)
- FFM = female / female / male Anschluss
- VC = Vakuumkontrolle
- W = 1 x weißer Konnektor
- G = 1 x grüner Konnektor
- WG = 1 x weißer und 1 x grüner Konnektor

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH	Außendurchmesser in mm	St./VE
SP-3800	Saugerhandstück mit Konnektor (M), 4 Augen	245	20	6,66	100
SP-3801	Saugerhandstück mit Konnektor (M), 4 Augen und VC	245	20	6,66	100
SP-3900	Saugerhandstück flache Spitze, 10 mm breit, Anschluss (M)	250	20	6,66	100
SP-3901	Saugerhandstück flache Spitze, 10 mm breit, Anschluss (M) und VC	250	20	6,66	100
SP-4200	Saugerhandstück Maxi, keine Augen	280	30	10	100
SP-4201	Saugerhandstück Maxi mit VC, keine Augen	280	30	10	100
SP-4300	Saugerhandstück Maxi, flache Öffnung, 15 mm breit	255	30	10	100
SP-4301	Saugerhandstück Maxi, flache Öffnung, 15 mm breit mit VC	255	30	10	100

Standard Sauger-Sets

Unsere vorkonnectierten Standard Saug-Sets sind mit 200 cm und 300 cm Schläuchen erhältlich und in allen Fachdisziplinen einsetzbar.

Artikel-Nummer	Yankauer Art. Nr. im Set	Schlauchlänge in cm	Schlauchdurchmesser in mm/Trichterfarbe	Trichter	St./VE
SPS-4220/W	SP-4200	200	6	Standard	100
SPS-5020/W	SP-3800	200	6	Standard	100
SPS-5020G	SP-3800	200	6	Multi-Fit	100
SPS-5021	SP-3801	200	6	Multi-Fit	100
SPS-5030G	SP-3800	300	6	Multi-Fit	100
SPS-5030W	SP-3800	300	6	Standard	100
SPS-5320/G	SP-3900	200	6	Multi-Fit	100
SPS-5320/W	SP-3900	200	6	Standard	100
SPS-5330/G	SP-3900	300	6	Multi-Fit	100
SPS-5330/W	SP-3900	300	6	Standard	100
SPS-6020	SP-4200	200	8	Multi-Fit	100
SPS-6021	SP-4201	200	8	Multi-Fit	100
SPS-6030	SP-4200	300	8	Multi-Fit	100
SPS-6031	SP-4201	300	8	Multi-Fit	100
SPS-6320	SP-4300	200	8	Multi-Fit	100
SPS-6321	SP-4301	200	8	Multi-Fit	100
SPS-6330	SP-4300	300	8	Standard	100
SPS-6331	SP-4301	300	8	Standard	100

SPEZIAL SAUGER



Selectovac Yankauer

Dieser neuartige chirurgische Sauger mit Ein- / Aus-Ventil ermöglicht es kontrolliert, den Sog manuell zu regeln.

- erhältlich mit gerader und gebogener Spitze
- Schiebe-Vakuumregelung erleichtert die Sogkontrolle

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH	Außendurchmesser in mm	St./VE
YS-3009	gebogen	265	24	8	50
YS-3010	gerade	265	24	8	50




Pool Sauger

Die flexiblen oder starren Pool Sauger mit ihrem herausnehmbaren Innenrohr sorgen speziell in der Abdominalchirurgie für ein atraumatisches Absaugen.

- verfügbar mit atraumatischer Spitze
- gerade oder gebogen

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH	Außendurchmesser in mm	St./VE
YS-3006	flexibel, gerade	300	20	6,66	100
YS-3008	flexibel, gebogen, atraumatische Spitze	300	20	6,66	100
YS-3007	starr, milchige Farbe	300	15	6,5	100



Pool Sauger-Sets

Unsere vorkonnetierten Pool Sauger-Sets sind mit 200 cm und 300 cm Standard bzw. Flexi-Rib Schläuchen erhältlich.

Artikel-Nummer	Pool Sauger Art.-Nr. im Set	Schlauchlänge in cm	Schlauchdurchmesser in mm/Trichterfarbe	Schlauch-Typ	St./VE
SYS-5920	YS-3006	200	6	Standard	120
SYS-5930	YS-3006	300	6	Standard	100
SYS-5931	YS-3006	300	6	Flexi-Rib	100
SYS-5720	YS-3007	200	6	Standard	100
SYS-5730	YS-3007	300	6	Standard	100
SYS-5923	YS-3008	200	6	Standard	120
SYS-5932	YS-3008	300	6	Flexi-Rib	100
SYS-5933	YS-3008	300	6	Standard	100

SPEZIAL SAUGER



Micro / Neuro-Sauger

Die speziellen PVC Sauger sind mit einer „Prestrol“ Vakuumkontrolle ausgestattet. Die Einsatzgebiete liegen speziell in der HNO- und Neurochirurgie.

- steril und doppelt verpackt
- farbmarkierte Ansätze zur leichteren Größenerkennung

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH/Spitze	Einsatzbereich	St./VE
YS-3148/14	Neuro Flex, Frazier	160	14/4,66mm	Neuro-Micro Chirurgie	100
YS-3128	Neuro Flex, Frazier	150	12/4mm		100
YS-3108	Micro Flex, Frazier	150	10/3,33mm		100
YS-3188	Micro Flex, Frazier	150	8/2,66mm		100
YS-3088(Z)	Micro Flex, Zöllner	110	8/2,66mm	HNO-Micro Chirurgie	100
YS-3068	Micro Flex, Zöllner	110	6/2mm		100
YS-3058	Micro Flex, Zöllner	110	5/1,66mm		100

Endo-Flex-Sauger

Dieses Sortiment umfasst Saugerhandstücke für die Laryngoskopie, Pharyngoskopie und Bronchoskopie. Die 12 CH starken Handstücke sind in verschiedenen Längen mit „Prestrol“ Vakuumregelung erhältlich. Ein kurzer Konnektor erleichtert den Anschluss an die verschiedenen Pennine Verbindungsschläuche.



Endo-Flex

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH/Spitze	St./VE
YS-3128/20	Larynx-Sauger	200	12/4mm	80
YS-3128/26	Pharyngeal-Sauger	260		80
YS-3128/40	Bronchoskopie-Sauger	400		80
YS-3128/60	Bronchoskopie-Sauger	600		100

Sigmo-Flex-Sauger

Dieser endoskopische Sauger aus Kunststoff wurde speziell für Rektoskopien entwickelt.



Sigmo-Flex

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH/Spitze	St./VE
SP-5800	Rektoskopie-Sauger	600	20/6,66mm	100

Frazier-Sauger

Der formbare Sauger aus eloxiertem Aluminium mit Mandrin, wird speziell in der Neurochirurgie eingesetzt. Die integrierte Öffnung am Handstück sorgt für eine gezielte Sogregelung.

- formbarer Sauger
- längere Spitze
- rutschsicherer Griff

Artikel-Nummer	Typ	Länge in mm	CH/Spitze	St./VE
MF-1108		230	12/4mm	50
MF-1110	Neuro-Micro Sauger aus Aluminium	230		50
MF-1112		230		50

SPEZIAL SAUGER



Easy Flow Ortho Saug-Set

Das Absaugsystem mit integriertem Filter ist speziell für den orthopädischen Einsatz konzipiert und eignet sich zur Entfernung größerer Knochenteile. Auch der schnelle intraoperative Filteraustausch ist gewährleistet.

- einsetzbar bei großen Knochen-OP's
- schneller Filterwechsel während der OP möglich
- ergonomischer Handgriff

Artikel-Nummer	Typ	Inhalt	Innendurchmesser in mm	St./VE
EFS-1111	orthopädisches Absaugsystem, Filter	1 x 300 cm Flexi-Rib Absaugschlauch 2 x Saugerhandstück gebogen 1 x Saugerhandstück gerade 1 x Ersatz Knochenfilter	7	50

Laparoskopisches Saug-Spül-Set und Zubehör

Besonders effizient durch den ergonomischen Handgriff und ideal für Rechts- wie auch Linkshänder geeignet.

Artikel-Nummer	Typ	Inhalt	Innendurchmesser in mm	St./VE
LAP0008	Laparoskopisches Saug-Spül-Set	Farbcodierte Saug-/ Spülknöpfe, 2 x duale Spikes mit je einem 300 cm Flexi-Rib Absaugschlauch und 1 x 5 mm atraumatischen Trokar mit acht Öffnungen	7	12
LAP0001	Verres Nadel	Länge 120 mm	2,1	20
LAP0010	Verres Nadel	Länge 150 mm	2,1	20
LAP0002	Aspirations Nadel	–	5	10
LAP0003	Trokar	Einmaltrokar für Laparoskopisches Saug-Spül-Set	10	24
LAP0006	Köcher für Instrumente	–	–	20

KÜRETTEN



Aspirations Küretten

Die durchsichtigen, festen Kunststoff Küretten, zur Uterusaspiration mit eingestanzter Größen- und Orientierungsmarkierung, lassen sich mit dem speziellen Drehgriff an den Hochdruckschläuchen leicht verbinden. Die Küretten sind auch im Set mit 200 cm Schläuchen erhältlich.

- gerade oder gebogen
- sieben verschiedene Größen
- erhältlich auch in VE mit 50 Stück

Artikel-Nummer	Type Gebogen/ Durchmesser in mm	St./VE	Art.-Nr. als Set mit 200cm Schlauch	St./VE
KC-1007	7	10	KCS-2007	10
KC-1008	8	10	KCS-2008	10
KC-1009	9	10	KCS-2009	10
KC-1010	10	10	KCS-2010	10
KC-1011	11	10	KCS-2011	10
KC-1012	12	10	KCS-2012	10
KC-1013	13	10	KCS-2013	10
KC-1014	14	10	KCS-2014	10

Artikel-Nummer	Typ Gerade/ Durchmesser in mm	St./VE	Art.-Nr. als Set mit 200cm Schlauch	St./VE
KC-1507	7	10	KCS-2507	10
KC-1508	8	10	KCS-2508	10
KC-1509	9	10	KCS-2509	10
KC-1510	10	10	KCS-2510	10
KC-1511	11	10	KCS-2511	10
KC-1512	12	10	KCS-2512	10
KC-1513	13	10	KCS-2513	10
KC-1514	14	10	KCS-2514	10

Karmann Küretten

Die Kunststoff Küretten zur Uterusaspiration sind flexibel und aus durchsichtigem Material gearbeitet.

Artikel-Nummer	Typ Karmann/Durchmesser in mm	St./VE
AC-3004	4	50
AC-3005	5	50
AC-3006	6	50
AC-3007	7	50
AC-3008	8	50
AC-3009	9	50
AC-3010	10	50
AC-3011	11	50
AC-3012	12	50

Kürettenschläuche

- doppelt steril verpackt
- Flexi-Cuff Verbindungsstück erleichtert das Handling
- einfaches Verbinden mit den Küretten möglich
- ein zusätzlicher Konnektor (M) erleichtert bei Bedarf Anschluss an Saugseinheit

Artikel-Nummer	Typ Gerade	Länge in cm	St./VE
AT-2000	Aspirations Schlauch, große Öffnung	200	50
AT-3000	Aspirations Schlauch, große Öffnung	300	50
KHS-3000	Aspirations Schlauch, drehbarer Handgriff	200	50
KHS-3030	Aspirations Schlauch, drehbarer Handgriff	300	50

INSUFFLATION



Schützt den Patienten vor zu hoher Gaskontamination.

- 0,2 µm hydrophobe Filter
- 6 mm Schlauchdurchmesser
- doppelt steril verpackt

Insufflations-Schlauch-Set

Unsere Sets zur Gasfiltration für laparoskopische Eingriffe.

Artikel-Nummer	Typ	Länge in cm	Gerätetyp	CH	St./VE
INS-1250	Schlauch-Set 6 mm, Konnektor	250	Wolf/Storz	26	100
INS-1320/LL	Schlauch-Set 6 mm, Luer-Lock Anschlüsse	200	–	26	100
INS-1330/E	Schlauch-Set 6 mm, Konnektor	300	Stryker	26	100
INS-1330/LL	Schlauch-Set 6 mm, Luer-Lock Anschlüsse	300	–	26	100
INS-1331	Schlauchset 6 mm, 02-Ring Konnektor	300	Smith, Nephew, Storz	26	100
INS-1332	Schlauch-Set 6 mm, Luer-Lock Anschluss, 15–22 mm Filter	300	Linvatec	26	100



INS-1330/LL, INS-1320/LL



INS-1250*



INS-1330/E



INS-1332



INS-1331

ZUBEHÖR



- steril
- selbstklebend
- verschleißbar

Sicherheitsmatte

Die Sicherheitsmatte ermöglicht das Aufbewahren und Entsorgen von scharfen Gegenständen.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Größe in mm	St./VE
AP-1000	Magnetmatte	120x70	100

- steril zum Einmalgebrauch
- selbstklebende Rückseite

Elektrodenreiniger

Die sterilen Reinigungspads entfernen sicher Gewebereste von Elektroden spitzen.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Größe in mm	St./VE
TC-1000	Elektrodenreiniger	45x45	300
TC-1000/100	Elektrodenreiniger	45x45	100

- 2-Tasten-Schalter
- 3 m-Kabel

Elektrodenhandgriffe

Die Elektrodenhandgriffe mit Messerelektrode sind für den Einmalgebrauch entwickelt.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge in cm	St./VE
EP-0001	Elektrodenhandgriff	300	100
EP-0101	Elektrodenhandgriff, Holster und Elektrodenreiniger	300	100

- 2-Tasten-Schalter
- 3 m-Kabel
- Standard Verbindung zu allen handelsüblichen Gasversorgungs-Geräten
- ergonomisches Design

Elektrodenhandgriff mit Rauchgasabsauger

Dieser Einmalelektrodenhandgriff mit Messerelektrode und integrierter Rauchgasabsaugung eignet sich besonders für den einhändigen Gebrauch.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge in cm	St./VE
SEP-1000	Elektrodenhandgriff, Rauchgasabsaugung	300	10

- steril und unsteril erhältlich
- mit Kappe



Fingertip

Unser Fingertip ermöglicht das einfache Verbinden mit den Standard Absaug-Kathetern bzw. -Schläuchen.

Artikel-Nummer	Beschreibung	St./VE
VCU2	Fingertip mit Kappe, steril	500
VC2/BULK	Fingertip mit Kappe, unsteril	1200

- durchsichtiges PVC zum Einmalgebrauch
- steril und unsteril erhältlich



5-in-1 Konnektor

Unser Standard-Kunststoffverbinder ist passend für alle Absaugschläuche.

Artikel-Nummer	Beschreibung	St./VE
DP-501	5-in1 Kunststoff Verbinder, steril	100
DP-501/BULK	5-in1 Kunststoff Verbinder, unsteril	500



medika Medizintechnik GmbH
Zentrale/Logistikzentrum

Südring 84
95032 Hof
Tel. +49 9281/7549-0
Fax +49 9281/7549-77

Niederlassung Heßdorf

Im Gewerbegebiet 5
91093 Heßdorf
Tel. +49 9135/7122-0
Fax +49 9135/7122-77

Niederlassung Kirchheim

Ammerthalstraße 27
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tel. +49 89/943810-0
Fax +49 89/943810-199

Niederlassung Landsberg

Lechwiesenstraße 28
86899 Landsberg/Lech
Tel. +49 8191/947656-0
Fax +49 8191/947656-1

www.medika.de · info@medika.de

medika Austria GmbH

Münchner Straße 21
A-6330 Kufstein
Tel. +43 5372/22407-10
Fax +43 5372/22407-77

www.medika-austria.at · info@medika-austria.at

