

## SCHUTZKITTEL SALZBURG

medika-ArtikelNr. **AIG8016 AIG8017 AIG8018**

<b>Beschreibung</b>	Schutzkittel Salzburg Air
<b>Material</b>	Weiches SMS-Material mit ultraschallversiegelten Nähten. Atmungsaktives Rückenteil, Arme und Front innen PE-verstärkt wie bei einem OP-Kittel (dadurch wird eine bessere Atmungsaktivität gewährleistet).
<b>Materialgewicht</b>	36 g
<b>Halsverschluss</b>	Klettverschluss
<b>Ärmelabschluss</b>	Strickbündchen
<b>Bauchverschluss</b>	Bindebänder seitlich
<b>Farbe</b>	blau
<b>Größen (L x W in cm)</b> Toleranz: -2/+5cm	AIG8016 – 115 x 137 cm AIG8017 – 130 x 147 cm AIG8018 – 155 x 170 cm
<b>Verpackung</b>	5 Stück pro Packung 30 Stück pro Karton 1080 Stück pro Palette
<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Richtlinien</b>	Medizinprodukt gemäß Verordnung MDR 2017/745
<b>Klassifizierung</b>	Klasse I
<b>angewandte Produkt-/Prüfnormen</b>	Erfolgreich geprüft gemäß DIN EN 14126-2005 Erfolgreich geprüft gemäß EN 22611, EN 22612, EN ISO 22610 und ISO 16604 Empfohlen für den MRSA Einsatz Entsprechend der Biostoffverordnung erfüllt der Einweg Schutzkittel die Schutzstufe 2 und Schutzstufe 3.
<b>angewandte Normen des Herstellers</b>	ISO 13485:2016, ISO 14971:2019, ISO 10993-1:2018, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013, EN 1041:2008 EN 15223-1:2016
      	

