



UTERUS ASPIRATIONS- SCHLAUCH



Schlauchlänge: 2 m oder 3 m
 Durchmesser: 11,5 mm (innen)
 16 mm (außen)
 Schlauchhärte: 75A
 Flexi-Cuff
 Verbindungsstückhärte: 62A

- ✓ Flexibler, transparenter Hochvakuum-PVC-Schlauch mit weitem Innendurchmesser für die Uterus Aspiration
- ✓ Drehbarer Konnektor für zusätzliche Flexibilität an schwer zugänglichen Stellen und einfache Anwendung
- ✓ Einfache Vakuumkontrolle durch drehbaren Griff
- ✓ Anschluss an Absaugmaschinen & Küretten möglich durch zusätzlichen Konnektor
- ✓ Auslaufsichere Dichtungen



Steril-Produkte sind generell vom Umtausch ausgeschlossen!

Artikelnr.	Beschreibung	Länge	VE
KHS-3000	Aspirationschlauch mit drehbarem Handgriff VC & loseem männlichen Konnektor	2 m	10
KHS-3000M	Aspirationschlauch mit drehbarem Handgriff VC & integriertem Konnektor	2 m	10
KHS-3030	Aspirationschlauch mit drehbarem Handgriff VC & loseem männlichen Konnektor	3 m	10

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter www.medika.de/agb
 medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | info@medika.de | www.medika.de