

## SCHUTZKITTEL MECKLENBURG-VORPOMMERN

medika-Artikelnr. **ME-8019N**  
**ME-8020N**  
**ME-8021N**

<b>Beschreibung</b>	Empfohlen für den MRSA und COVID-19 (CORONAVIRUS SARS-COV-2) Einsatz.
<b>Material</b>	Polypropylen-Vlies mit Polyethylenbeschichtung im Front- und Armbereich, Rücken atmungsaktives Polypropylen-Vlies, ultraschallversiegelte Nähte
<b>Farbe</b>	orange
<b>Halsverschluss</b>	Bindebänder
<b>Materialgewicht</b> Toleranz: -1/+4g	42 g
<b>Größen (L x W in cm)</b> Toleranz: -2/+5cm	ME-8019N (Gr. L) – 115 x 137 cm ME-8020N (Gr. XL) – 130 x 147 cm ME-8021N (Gr. XXL) – 155 x 170 cm
<b>Hersteller</b>	Crown Name Disposable Hygiene Products FTY. Ltd. China
<b>Verpackung</b>	10 Stück pro Plastikinnenbeutel 100 Stück pro Karton
<b>VE</b>	100 Stück
<b>Klassifizierung</b>	PSA Kategorie III
<b>Richtlinien</b>	Persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung 2016/425
<b>Normen</b>	Erfolgreich geprüft gemäß DIN EN 14126:2003 + AC:2004 Type PB6B, EN 22611, EN 22612, EN ISO 22610, ISO 16603 und ISO 16604 sowie der ASTM F1670/F1671, EN ISO 13688:2013 Entsprechend der Biostoffverordnung erfüllt der Einweg Schutzkittel die Schutzstufe 2 und Schutzstufe 3. EN ISO 13485:2016
<b>Notified Body</b>	Centro Tessile Cotoniereo e Abbigliamento S.p.A. Piazza s. Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA), Italien, NB 0624
<b>Baumusterprüfbescheinigungsnr.</b>	CE 0784200148-00-00

