

## SCHUTZKITTEL BISCHOFSHOFEN

medika-Artikelnr.	ME-8024	ME-8025	ME-8026
<b>Beschreibung</b>	Schutzkittel Bischofshofen mit zusätzlich abgeklebten Nähten für noch mehr Schutz und Sicherheit.		
<b>Material</b>	Polypropylen-Vlies mit Polyethylenbeschichtung im Front- und Armbereich, Rücken atmungsaktives Polypropylen-Vlies, ultraschallversiegelte Nähte		
<b>Farbe</b>	gelb		
<b>Halsverschluss</b>	Bindebänder		
<b>Materialgewicht</b> Toleranz: -1/+4g	42 g		
<b>Größen (L x W in cm)</b> Toleranz: -2/+5cm	ME-8024 (Gr. L) – 115 x 137 cm ME-8025 (Gr. XL) – 130 x 147 cm ME-8026 (Gr. XXL) – 155 x 170 cm		
<b>Verpackung</b>	10 Stück pro Packung 100 Stück pro Karton		
<b>Hersteller</b>	Wuhan Zonsen International Co., Ltd.		
<b>Klassifizierung</b>	PSA Kategorie III		
<b>Richtlinien</b>	Persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung 2016/425		
<b>Normen</b>	Erfolgreich geprüft gemäß DIN EN 14126:2003 + AC:2004 Type PB6B, EN 22611, EN 22612, EN ISO 22610, ISO 16603 und ISO 16604 sowie der ASTM F1670/F1671, EN ISO 13688:2013. Erfolgreich geprüft auf die komplette DIN EN14325:2018-08 inkl. dem Test zum Punkt 5.4 der Dichtigkeit der Nähte gegenüber Flüssigkeiten. Entsprechend der Biostoffverordnung erfüllt der Einweg Schutzkittel die Schutzstufe 2 und Schutzstufe 3. EN ISO 13485:2016. EN 14605:2005 + A1:2009* (Type PB[4]). EN 13034:2005 + A1:2009* (Type PB [6]). EN 1149-5:2018 wenn es als Teil eines geerdeten Systems getragen wird.		
<b>Baumusterprüfbescheinigungsnr.</b>	CE0784200148-00-02		
<b>Notified Body</b>	Centro Tessile Cotoniereo e Abbigliamento S.p.A. Piazza s. Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA), Italien, NB 0624		

