



# ASPIRATIONS-KÜRETTEN



- ✓ Erhältlich mit gebogenen oder geraden Enden, passend für alle dauerhaften oder wiederverwendbaren Griffe
- ✓ Flexible Küretten haben das Dual-Port-Design
- ✓ Geformte Markierungen für Größe und korrekte Ausrichtung der Spitze
- ✓ Sichtbare, mattierte Sondenlinie für Einschätzung der richtigen Einführtiefe
- ✓ Verschiedene Größen für minimale Wunden und reduzierte Beschwerden der Patienten
- ✓ Zum Anschluss an Hochvakuum-Schlauch mit weitem Durchmesser
- ✓ Zum einmaligen Gebrauch einzeln, steril, durchsichtig zur einfachen Entnahme verpackt



Artikelnr.	Typ	Größe	VE
022004	Flexibel mit Dual-Port	4 mm	50
022005	Flexibel mit Dual-Port	5 mm	50
022006	Flexibel mit Dual-Port	6 mm	50
022007	Flexibel mit Dual-Port	7 mm	50
022008	Flexibel mit Dual-Port	8 mm	50
022009	Flexibel mit Dual-Port	9 mm	50
022010	Flexibel mit Dual-Port	10 mm	50
022011	Flexibel mit Dual-Port	11 mm	50
022012	Flexibel mit Dual-Port	12 mm	50
022106	Starr, gebogen	6 mm	50
022107	Starr, gebogen	7 mm	50
022108	Starr, gebogen	8 mm	50
022109	Starr, gebogen	9 mm	50
022110	Starr, gebogen	10 mm	50
022111	Starr, gebogen	11 mm	50
022112	Starr, gebogen	12 mm	50
022206	Starr, gerade	6 mm	50
022207	Starr, gerade	7 mm	50
022208	Starr, gerade	8 mm	50
022209	Starr, gerade	9 mm	50
022210	Starr, gerade	10 mm	50
022211	Starr, gerade	11 mm	50
022212	Starr, gerade	12 mm	50



STERILE EO

EC REP