

ROLLSTUHL LEXIS

**SOLANGE
DER VORRAT
REICHT!**

- ✓ Belastbarkeit bis 130kg
- ✓ in zwei Größen erhältlich
- ✓ doppelte Kreuzstrebe
- ✓ höhenverstellbare Schiebegriffe
- ✓ schwenkbare Beinstützen
- ✓ abschwenkbare Armlehnen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Sitzhöhe: | 52 cm / 54 cm verstellbar |
| Sitzbreiten: | 45 cm & 48 cm |
| Sitztiefe: | 41,5 cm |
| Rückenhöhe: | 40 cm |
| Gewicht: | 16,7-18,2 kg |
| Gesamtlänge: (ohne Beinstützen) | 79 cm |
| Gesamthöhe: | 92 cm |

TOILETTENSTUHL TSF

- ✓ Belastbarkeit bis 120kg
- ✓ Stahlrahmen
- ✓ inklusive Eimer u. Sitzpolster
- ✓ abschwenkbare Armlehnen
- ✓ abnehmbare Beinstützen
- ✓ rostfrei

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|------------|
| Farbe: | Anthrazit |
| Gesamtlänge: | 85 cm |
| Gesamtbreite: | 56 cm |
| Gesamthöhe: | 96 cm |
| Sitzhöhe: | 50 cm |
| Sitzbreite: | 45 cm |
| Sitztiefe: | 44 cm |
| Rückenhöhe: | 44 cm |
| Gewicht: | 14 kg |
| Überfahrhöhe: | 42 cm |
| Maße Öffnung: | 23 x 22 cm |



| Artikelnummer | Beschreibung | HMV-Nr. | Sitzbreite | Preis |
|---------------|--------------------|---------------|------------|-------------|
| 12000112 | Rollstuhl Lexis | 18.50.02.0127 | 45 cm | Auf Anfrage |
| 12000113 | Rollstuhl Lexis | 18.50.02.0127 | 48 cm | Auf Anfrage |
| 11000041 | Toilettenstuhl TSF | 18.46.02.0059 | 45 cm | Auf Anfrage |