

# TRANSPORTLIEGE „SKOT“ (NOTFALL) TRANSPORT- UND BEHANDLUNGS-LIEGE

PATIENTENTRANSFER MIT DER STABILITÄT UND ROBUSTHEIT VON ZWEI HUBSÄULEN!

## ERGONOMIE

Beidseitige Pedale zur Höhenverstellung mit langem Hub: weniger Kraftanstrengung, um die Liegefläche anzuheben.

## PATIENTENKOMFORT

Verschiedene Matratzen-typen zur Auswahl.

## HYGIENE

Full Washable System®: Transportliege in Rekordzeit auseinandernehmbar, ohne Werkzeuge. Matratze ohne Klettverschlüsse.

## HANDHABUNG

Das 5. Führungsräd erleichtert die Bedienung durch eine Person.

WIR BIETEN AUF ANFRAGE  
WEITERE AUSFÜHRUNEN AN!



Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter [www.medika.de/agb](http://www.medika.de/agb)

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | [info@medika.de](mailto:info@medika.de) | [www.medika.de](http://www.medika.de)

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- ✓ Gesamtbreite: 74 cm (Basis 60 cm)  
Gesamtlänge: 210 cm
- ✓ Höhenverstellung von 60 cm bis 92 cm  
Breite der Liegefläche: 62 cm bis 72 cm  
Länge der Liegefläche: 190 cm
- ✓ Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°  
Trendelenburgbewegung: 30°
- ✓ Laufrollen Ø 20 cm mit Zentralbremsung  
sowie 5. Rad/Führungsrads
- ✓ Stärke der Matratze: 8 cm



## HÖCHSTBELASTUNG: 280 KG (IN HÖCHSTER POSITION GEMESSEN)

### STANDARD

- Grundgestell mit weißer Pulverbeschichtung
- 20 cm Laufrollen mit Zentralbremsung
- 5. Rad/Führungsrads
- 2 Halterungen für Infusionsständer
- Matratze 8 cm
- Einfacher Infusionsständer
- Stoßabweisende Puffer
- 2 herunterklappbare Seitengitter
- Rückenlehne mit Gasdruckzylinder
- Feste Führungsgriffe, fußseitig
- Beidseitige Pedale zur Höhenverstellung

### OPTIONEN

- 2 feste Führungsgriffe, kopfseitig
- 2 herunterklappbare Führungsgriffe, kopfseitig
- 2 herunterklappbare Führungsgriffe, fußseitig
- 2 Halterungen für einen Sicherheitsgurt
- Radiotransparentes Obergestell
- Zusätzliches Bremspedal, kopfseitig
- 2-in-1 Absturzsicherung am Fußende mit Monitor-Ablage
- Papierrollenhalterung
- Urinbeutelhalterung
- Seitlicher Kinderschutz, gesteppt (paarweise)
- Universalschienen (am Seitengitter)
- Röntgenkassettenhalterung
- Sauerstoffflaschenhalterung auf dem Untergestell
- Herzbettlage
- Besonders komfortable Matratze
- Transfermatratze „EasyGliss“
- Infusionsständer: am Gehäuse befestigt

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter [www.medika.de/agb](http://www.medika.de/agb)

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | [info@medika.de](mailto:info@medika.de) | [www.medika.de](http://www.medika.de)