

TRANSPORTSTÜHLE „MANCHESTER INN“ (INEINANDERSCHIEBBAR)

OPTIMIEREN SIE IHRE LOGISTIK DANK EINER ZENTRALEN ANLAUFSTELLE!

ERGONOMIE

Am Beispiel von 5 ineinandergesteckten Stühlen:
 50% Platzersparnis
 gegenüber herkömmlichen
 Transportstühlen.

PATIENTENKOMFORT

Weiche Polsterung sowie
 herunterklappbare Arm-
 lehnen erlauben dem
 Patienten ein angenehmes
 Besteigen des Stuhls.

SICHERHEIT

Handbremsung:
 Passives Bremssystem.

WENDIGKEIT


Ein zentraler Standort für
 eine verbesserte Logistik.

**WIR BIETEN AUF ANFRAGE
 WEITERE AUSFÜHRUNEN AN!**



Diebstahl-
 schutzbogen
 (optional)

Andockstation
 (optional)



Münzer, wie bei einem
 Einkaufswagen
 (optional)



**VERFÜGBARE
 FARBEN**


URBAN

© Acime - Unverbindliche Abbildungen

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter www.medika.de/agb

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | info@medika.de | www.medika.de

28.02.2023



2-in-1 Bremsbügelfeststellung sowie Freifahrmechanismus (optional)



Großer Führungsgriff mit Halterung für Infusionsständer



Manuelle Passiv-Bremse und Dokumentenhalterung (optional)

Omnidirektionale Vorderräder für eine einfache Führung

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- ✓ Gesamtbreite: 65 cm
Gesamtlänge: 105 cm
- ✓ Höhe der Sitzfläche: 55 cm
Breite der Sitzfläche: 48 cm
- ✓ Vorderräder: Ø 15 cm
- ✓ Hinterräder: Ø 20 cm
Stärke der Polsterung: 5 cm

HÖCHSTBELASTUNG: 200 KG (AUCH VERFÜGBAR BIS 300 KG)

STANDARD

- Führungsgriff
- Grundgestell - beschichtet mit weißem Epoxid-Kunstharz
- Passiv-Handbremsung
- Polsterung M1 hitzebeständig, stoßabweisende Puffer
- 2 Halterungen für Infusionsständer Klappbare Fußauflage
- 2 herunterklappbare Armlehnen Ablage für persönliche Gegenstände (unter der Sitzfläche)
- Haken, seitlich

OPTIONEN

- Diebstahlschutzbogen
- Infusionsständer
- Sicherheitsgurt
- Dokumentenhalterung
- Farbe des Grundgestells: blau, rot, grün oder gelb Kette als Wandhalterung
- Münzer mit Schlüssel
- Münzer mit Jeton/Münze
- Identifikationsplakette
- Urinbeutelhalterung Sauerstoffflaschenhalterung aus verchromtem Draht unter der Sitzfläche (links)
- Beinauflage mit Halterung
- Halterung für eine Beinauflage
- Andockstation Manchester INN

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter www.medika.de/agb

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | info@medika.de | www.medika.de