

# TRANSPORTSTUHL „DHC FUSION A“ FÜR DEN AMBULANTEN BEREICH PNEUMATISCHE VERSION (FESTE HÖHE)

**BEQUEMER BEHANDLUNGS- UND RUHESESSEL MIT LAUFROLLEN!**

## ERGONOMIE

Komfort und Sicherheit für den Patienten; in ansprechendem Design.

## PATIENTENKOMFORT


Bequeme und robuste Polsterung in 3 Versionen: gespannt (Standard), genäht (optional), besonders komfortabel (optional).

## SICHERHEIT

Eine solide Struktur mit stabilem Fußgestell und robusten Armlehnen zum einfachen Einstieg.

## WENDIGKEIT

Leichter Transport durch 4 Doppelaufrollen und einen Führungsbügel (optional).



Führungsbügel  
kopfseitig  
(optional)

**WIR BIETEN AUF ANFRAGE  
WEITERE AUSFÜHRUNEN AN!**

Doppelaufrollen (ø 12.5 cm) mit  
unabhängigen Bremsen



**VERFÜGBARE  
FARBEN**  
URBAN

© Acime - Unverbindliche Abbildungen

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter [www.medika.de/agb](http://www.medika.de/agb)

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | [info@medika.de](mailto:info@medika.de) | [www.medika.de](http://www.medika.de)

28.02.2023

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- ✓ Gesamtbreite: 96 cm  
Gesamtlänge: 183 cm
- ✓ Breite der Polsterfläche: 52 oder 62 cm  
Länge der Polsterfläche: 170 cm
- ✓ Feste Höhe: 48 cm (ohne Polsterung)  
Beinauflage (optional): von 0 bis 93°  
verstellbar  
Rückenlehne: von 0 bis 75° verstellbar  
Feste Neigung: 3°
- ✓ Rollen: ø12,5 cm mit unabhängigen Bremsen
- ✓ Polsterstärke: 8 cm

Beinauflage  
(optional)



Schalter, um Beinauflage  
und Rückenlehne zu  
verstellen

## HÖCHSTBELASTUNG: 240 KG

### STANDARD

- Grundgestell mit weißer Pulverbeschichtung
- 4 Doppelaufrollen (ø 12,5 cm) mit unabhängigen Bremsen
- Pneumatisch verstellbare Rückenlehne
- Armlehnen heben und senken sich in Verbindung mit der Rückenlehne
- Polsterung in Wunschfarbe (gespannt; 8 cm)

Komplette Liegeposition möglich



### OPTIONEN

- Feste Höhe: 55 cm (ohne Polsterung)
- Beinauflage (gespannt; in grau), pneumatisch verstellbar
- Trendelenburgbewegung, pneumatisch verstellbar
- Polsterung (genäht; 10 cm)
- Esstablett, 60 cm x 40 cm
- Infusionsständer: einfach oder teleskopisch
- Sauerstoffflaschenhalterung (verchromt)
- 4 Doppelaufrollen (ø 15 cm) mit unabhängigen Bremsen
- Führungsbügel
- Papierrollenhalterung
- Hebehilfegriff
- Kopfkissen in Wunschfarbe
- Abnehmbare Komfort-Armlehnen mit Kugelgelenk
- Schutzgehäuse
- Ablagekorb
- Seitengitter „Perfect Transfer“
- Elektrische Verstellung von Rückenlehne und Beinauflage

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter [www.medika.de/agb](http://www.medika.de/agb)

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | [info@medika.de](mailto:info@medika.de) | [www.medika.de](http://www.medika.de)